

専門試験—資格免許職—臨床検査技師

〔 No. 1 〕 染色過程でワイゲルト (Weigert) の鉄ヘマトキシリン液を使用する染色法が次の a～e のうちには二つあるが、それらはどれか。

- a. 渡辺の鍍銀法
- b. アザン (azan) 染色
- c. 過ヨウ素酸メセナミン銀 (PAM) 染色
- d. マッソン・トリクローム (Masson trichrome) 染色
- e. エラスチカ・ワンギーソン (elastica van Gieson) 染色

1. a, b

2. a, e

3. b, c

4. c, d

5. d, e

〔 No. 2 〕 細菌と分離用培地の組合せで正しいのはどれか。

1. *Legionella pneumophila* ——CIN 寒天培地
2. *Clostridium difficile* ——スキロー寒天培地
3. *Campylobacter jejuni* ——CCMA 寒天培地
4. *Neisseria gonorrhoeae* ——サイアー・マーチン培地
5. *Yersinia enterocolitica* ——B-CYE 寒天培地